

DGGL 50-40

Contenitore per forno a vapore forato

per forno a vapore DG 7000 e forno a vapore con microonde DGM 6000/7000.



Numero EAN: 4002515603970 / Numero di materiale: 10168190 /
Vecchio numero di materiale: 23996119EU1

- Per cuocere verdura, pesce, carne, patate senza fondo cottura
- Ideale per scongelare alimenti congelati
- Capacità: 2,2 l, volume utile: 1,6 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 375 x 197 x 40 mm
- Non adatto per il funzionamento a microonde!