

DGGL 100-40

Contenitore per forno a vapore forato
per forno a vapore DG 7000 e forno a vapore con microonde DGM 6000/7000.

Numero EAN: 4002515604083 / Numero di materiale: 10170300 /
Vecchio numero di materiale: 23996124EU1



- Per cuocere verdura, pesce, carne, patate senza fondo cottura
- Ideale per scongelare alimenti congelati
- Capacità: 4,0 l, volume utile: 3,4 l
- Dimensioni esterne L x P x A: 375 x 394 x 40 mm
- Non adatto per il funzionamento a microonde!