

GP CL KM 0252 L

Per vetroceramica/acciaio inox, 250 ml
per i migliori risultati di pulizia e per un utilizzo sicuro.

Numero EAN: 4002515606049 / Numero di materiale: 10173120 /
Vecchio numero di materiale: 22996291EU1



- Il miglior prodotto sul mercato — Vincitore dei test in Svizzera
- Elimina il grasso ostinato, le bruciature e le macchie d'acqua
- Crea uno strato protettivo che facilita la pulizia successiva
- Pulizia delicata grazie alla formula con micro cristalli
- Da non utilizzare con CleanSteel o PerfectClean
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale