


DKF 21-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile  
per la cappa aspirante Miele DA 670x.

Numero EAN: 4002515652527 / Numero di materiale: 10271460 /  
Vecchio numero di materiale: 28996363EU1



- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.
- Contenuto: 4 filtri, misure: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm