


DKF 25-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile

per le cappe aspiranti Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

Numero EAN: 4002515652534 / Numero di materiale: 10271470 /
Vecchio numero di materiale: 28996364EU1



- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.
- Cont.: 1 filtro, misure: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm