

DKF 26-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile
per la cappa aspirante Miele DA 7006 D.

Numero EAN: 4002515652541 / Numero di materiale: 10271480 /
Vecchio numero di materiale: 28996365EU1



- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.
- Cont.: 2 filtri, misure: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm