

HUB 5000-M
Casseruola Gourmet
per arrostitire, stufare e gratinare.

Numero EAN: 4002515689264 / Numero di materiale: 10314250 /
Vecchio numero di materiale: 22996293EU1



- Riempimento max ca. 5 kg — Dim. est.: LxPxA 44,8x26,8x8,6 cm
- Colata manuale in conchiglia d'alluminio
- Pulizia agevole del rivestimento antiaderente di alta qualità
- Per l'impiego in forni e piani cottura eccetto a induzione e gas
- Senza coperchio in acciaio inox HBD 60-22