

HUB 5001-XL
Casseruola Gourmet a induzione
per arrostitire, stufare e gratinare.

Numero EAN: 4002515689301 / Numero di materiale: 10314310 /
Vecchio numero di materiale: 22996297EU1



- Riempimento max ca. 8 kg — Dim. est. LxPxA 44,8x38,6x8,6 cm
- Colata manuale in conchiglia d'alluminio
- Pulizia agevole del rivestimento antiaderente di alta qualità
- Senza coperchio in acciaio inox HBD 60-35
- Per impiego nei forni