


KFR 20060 PF

Supporto per bottiglie
per conservare le bottiglie in frigorifero in modo sicuro.



Numero EAN: 4002515693377 / Numero di materiale: 10363580 /
Vecchio numero di materiale: 36996097EU1

- Per apparecchi K20.000 con vano interno XL e PerfectFresh
- Per la conservazione orizzontale e ordinata ad es. di vino
- Versatile per l'impiego su diversi ripiani
- In metallo cromato
- Per 9 bottiglie, a seconda delle dimensioni e della forma