

KWT 6833 SG

Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero con flessibilità e stile in più grazie a FlexiFrame e al Noteboard Miele.



- Conservazione parallela del vino con zone di temperatura separate
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro
- Sicura disposizione dei vini grazie alle griglie estraibili

Numero EAN: 4002515716663 / Numero di materiale: 10409080 / Vecchio numero di materiale: 36683300EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	Acciaio inox
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Accessori necessari acquistabili successivamente	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Incavo
Numero di griglie	13
Numero griglie FlexiFrame	10
NoteBoard	Si
Espositore di bottiglie	•
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Vano frigorifero disattivabile	No
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	3
Limite temperatura min. impostabile in °C	5
Limite temperatura max. impostabile in °C	20
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	G
Consumo energetico annuo in kWh	205,50
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,56
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	700
Altezza apparecchio in mm	1920
Profondità apparecchio in mm	746
Peso in kg	142,0
Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	503
Enoteca in l	503
Volume utile complessivo in l	503
Posto per numero di bottiglie bordolesi da 0,75 l	178 bottiglie
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	0
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	35

KWT 6833 SG

Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero
con flessibilità e stile in più grazie a FlexiFrame e al Noteboard Miele.



Numero EAN: 4002515716663 / Numero di materiale: 10409080 /

Vecchio numero di materiale: 36683300EU1

Corrente assorbita in milliampere (mA)	1500
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,8


Accessori in dotazione

Filtro Active AirClean


•

KWT 6833 SG


Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero con flessibilità e stile in più grazie a FlexiFrame e al Noteboard Miele.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG, KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG, KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS, KWT6834SGS (Installation drawings)