

DKF 1000-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile
contro gli odori sgradevoli della cucina.



Numero EAN: 4002515745489 / Numero di materiale: 10427040 /
Vecchio numero di materiale: 28996369EU1

- Per DUU 1000-2 e DUU 1500
- per CSDA1xxx/CSDA700x/
KMDA763x/KMDA7476/
KMDA7774 nel funzionamento a
ricircolo
- + econ. dei filtri monouso se si
rispettano interv. di sostituz.
- Si rigenera con facilità nel forno
ogni sei mesi
- 3 anni di durata