

GS CL 1403 P

Detergente in polvere, 1,4 kg  
per i migliori risultati di pulizia. Con dosatore integrato.

Numero EAN: 4002515773345 / Numero di materiale: 10528360 /  
Vecchio numero di materiale: 21995507EU1



- Con ossigeno attivo per una pulizia profonda
- Con super enzimi – efficaci già alle basse temperature
- Con formula salva-vetro contro la corrosione del vetro
- Massima efficienza – per max. 95 cicli di lavaggio
- Un lavaggio semplicemente perfetto. Con Miele.