

GP CA ST 0252 L

Prodotto per la cura dell'acciaio inossidabile SteelCare, 250 ml
per superfici in acciaio inox pulite e lucide in modo uniforme.

Numero EAN: 4002516084310 / Numero di materiale: 11023350 /
Vecchio numero di materiale: 22996913EU1



- Elimina in modo affidabile impronte, strisce e macchie
- Lo strato protettivo evita che si riformi lo sporco ostinato
- Estremamente efficace, comodo e facile da usare
- Particolarmente adatto all'uso nel settore alimentare
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale