

Miele Black Edition ONE FOR ALL 4x250g

BIO Blend One for All

Perfetto per caffè espresso, crema caffè e bevande al caffè con latte.

Numero EAN: 4002516099864 / Numero di materiale: 11029990 /
Vecchio numero di materiale: 29992641EU1



- 100 % Arabica – selezionato a mano e tostato con cura per Miele
- 4 x 250 g chicchi di caffè tostati in Germania
- gusto pieno con leggere note fruttate
- Ideale per le macchine per caffè Miele
- Fairtrade e biologico certificato