

FA WS 151 L

Profumatore WhiteFlower Sensitive

per un profumo unico: fragranze floreali con freschezza agrumata.

Numero EAN: 4002516118503 / Numero di materiale: 11047270 /
Vecchio numero di materiale: 11997162EU1



- Intensità del profumo regolabile sempre individualmente
- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Può contenere ingredienti allergenici
- Per asciugatrici Miele e armadi per la cura della biancheria con FragranceDos
- Per 50 cicli di asciugatura o 70 utilizzi nell'armadio per la cura