

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Detergente per il sistema di dosaggio TwinDos

Numero EAN: 4002516200079 / Numero di materiale: 11171420 /
Vecchio numero di materiale: 11997165EU1



- Per il risciacquo dei tubi di dosaggio TwinDos
- Da utilizzare prima di un cambio di prodotto
- Da utilizzare prima di una pausa di utilizzo prolungata (almeno 2 mesi)
- Assicura il funzionamento ottimale del sistema di dosaggio automatico
- Per ca. 5 cicli di lavaggio
- Per lavatrici e lavasciuga Miele con TwinDos