

DKF 29-R

Filtro antiodore Longlife AirClean rigenerabile  
per cappe a ricircolo aria Miele DA 909x W, DA 929x W e DAH xxxx.



Numero EAN: 4002516221647 / Numero di materiale: 11295570 /  
Vecchio numero di materiale: 28996412EU1

- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- + econ. dei filtri monouso se si rispettano interv. di sostituz.