

SPD 20

Bocchetta per poltrone larga
per una pulizia semplice, rapida e profonda di poltrone e sofà.

Numero EAN: 4002516324201 / Numero di materiale: 11483910 /
Vecchio numero di materiale: 41996650EU1



- 100 % materiale riciclato (tranne alzacfilii), a tutela dell'ambiente
- Autopulizia: nessuna traccia di fibre/peli sulla spazzola
- Tecnologia alzacfilii TPE per ottimi risultati di pulizia
- Compatibile con tutte le impugnature degli aspirapolvere a traino Miele
- Larghezza extra (18 cm) per una pulizia rapida