

KWT 2612 Vi

Enoteca climatizzata MasterCool

per design e tecnologia top di gamma in formato grande.



- Comodo supporto di apertura sportello grazie a Push2open
- Vini diversi alla giusta temperatura: tre zone temperatura
- Perfetto per bottiglie di vino grandi grazie a FlexiFrame
- Vano interno illuminato grazie agli elementi LED: BrilliantLight
- Comunicazione facilissima con l'apparecchio – WiFiConn@ct

Numero EAN: 4002516336549 / Numero di materiale: 11530680 /
Vecchio numero di materiale: 36261205D

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Modello	
Apparecchio da incasso	•
Apparecchio da incasso integrato	•
Incernieratura sportello	sinistra
Incernieratura sportello modificabile	•
Posizionabile side-by-side	•
Design	
Illuminazione	BrilliantLight
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
Cerniera MaxLoad	•
FlexiFrame	•
Numero di griglie in legno FlexiFrame	13
Materiale delle griglie in legno	Faggio
NoteBoard	•
Comandi	
Tipo di comandi	MasterSensor
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	3
Limite temperatura min. impostabile in °C	5
Limite temperatura max. impostabile in °C	20
Modalità Sabbat	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo energetico annuo in kWh	155,13
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,42
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	610
Larghezza nicchia max. in mm	613
Altezza nicchia min. in mm	2134
Altezza nicchia max. in mm	2164
Profondità nicchia in mm	629
Larghezza apparecchio in mm	603
Altezza apparecchio in mm	2127
Profondità apparecchio in mm	610
Peso in kg	148,4
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	73
Classe climatica	SN-T

KWT 2612 Vi

Enoteca climatizzata MasterCool

per design e tecnologia top di gamma in formato grande.



Numero EAN: 4002516336549 / Numero di materiale: 11530680 /
Vecchio numero di materiale: 36261205D

Vano frigorifero in l	370
Volume utile complessivo in l	441
Classe di rumorosità (A-D)	D
Potenza sonora rumorosità in dB(A) re1pW	42
Corrente assorbita in milliampere (mA)	3000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	3,0

Lingue disponibili del display

Lingue disponibili del display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

KWT 2612 Vi
 Enoteca climatizzata MasterCool
 per design e tecnologia top di gamma in formato grande.

