

WA UP2 RE 1401 L

Miele UltraPhase 2 Refresh Elixir

Limited Edition contro i cattivi odori e per la massima pulizia.

Numero EAN: 4002516376583 / Numero di materiale: 11615030 /  
Vecchio numero di materiale: 11997198EU1



- Ossigeno attivo per rimozione delicata e efficace delle macchie
- OxiCare per pulizia accurata di capi e apparecchio
- WhiteBooster per capi bianchi brillanti
- Nessun eccesso grazie al dosaggio automatico
- Massima efficacia: 1,4 litri per 50 lavaggi
- Per tutte le lavatrici Miele W1 con TwinDos