

DKF 30-R
Filtro antiodore rigenerabile Longlife AirClean
per cappe a ricircolo aria Miele DAD 4x4x



Numero EAN: 4002516382836 / Numero di materiale: 11662830 /
Vecchio numero di materiale: 28996418EU1

- Aria percettibilmente fresca e inodore in tutta la cucina
- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- Contenuto: 2 filtri senza telaio
- Bassa resistenza al flusso grazie alla particolare forma