

RX1-YCR-M05

Batteria agli ioni di litio RX1

per durata non-stop di 60 min. Durata dello Scout RX1.

Numero EAN: 4002516435020 / Numero di materiale: 11779150 /
Vecchio numero di materiale: 4199699EU1



- Batteria di qualità con elevata capacità: 37,75 Wh
- Lunga durata grazie a tecnologia al litio senza effetto Memory
- Con protezione da corto circuito, surriscald., sovratensione
- Sostituzione semplice e veloce della batteria ricaricabile
- Ogni cella ad alta potenza è testata separatamente