

RX2/RX3-YCR-MT12

Batteria agli ioni di litio RX2/RX3 120

per durata non-stop di 120 min. Durata dello Scout RX2/RX3.

Numero EAN: 4002516435044 / Numero di materiale: 11779170 /
Vecchio numero di materiale: 4199701EU1



- Batteria di qualità con elevata capacità: 75,5 Wh
- Lunga durata grazie a tecnologia al litio senza effetto Memory
- Con protezione da corto circuito, surriscald., sovratensione
- Sostituzione semplice e veloce della batteria ricaricabile
- Ogni cella ad alta potenza è testata separatamente