

DKFS 31-R

Filtro antiodore rigenerabile Longlife AirClean
per cappe a ricircolo Miele DAS 2x20, DAS 4x20 e DAS 4x30.



Numero EAN: 4002516441892 / Numero di materiale: 11793540 /
Vecchio numero di materiale: 28996436EU1

- Set per il primo avvio
- Aria percettibilmente fresca e inodore in tutta la cucina
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- Bassa resistenza al flusso grazie alla particolare forma
- Contenuto: 2 filtri DKF 31-R con telaio