


FA A 452 L  
Set 3x Miele Aqua  
per 150 cicli di asciugatura: fresca brezza marina.

Numero EAN: 4002516560982 / Numero di materiale: 12021590 /  
Vecchio numero di materiale: 11997225EU1



- Intensità del profumo regolabile sempre individualmente
- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per asciugatrici Miele e armadi per la cura della biancheria con FragranceDos