

FA C 152 L
Profumatore COCOON, 12,5 ml
per 50 cicli di asciugatura.

Numero EAN: 4002516561255 / Numero di materiale: 12023450 /
Vecchio numero di materiale: 11997228EU1



- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- COCOON – per momenti di completa pace e protezione
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per tutte le asciugatrici T1 Miele con FragranceDos