

FA C 452 L

Set 3x Miele Cocoon

per 150 cicli di asciugatura: il profumo di biancheria fresca.

Numero EAN: 4002516551140 / Numero di materiale: 12023720 /
Vecchio numero di materiale: 11997229EU1



- Per un profumo fresco che dura fino a 4 settimane
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Intensità del profumo regolabile sempre individualmente
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per tutte le asciugatrici T1 Miele con FragranceDos