

FA DF 452 L  
Set 3 Miele DryFresh™  
per 150 cicli di asciugatura: Rinfrescare e Profumare.

Numero EAN: 4002516561200 / Numero di materiale: 12026040 /  
Vecchio numero di materiale: 11997236EU1



- Con Freshplex™ per neutralizzare gli odori sgradevoli
- Rinfresca la biancheria asciutta nel programma "Aria".
- Biancheria piacevolmente profumata – senza ammorbidente
- Può essere combinato con altri profumatori Miele.
- Creato per Miele dai profumieri della Provenza
- Per tutte le asciugatrici T1 Miele con FragranceDos