

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

ideale per abbigliamento sportivo e tecnico.

Numero EAN: 4002516602835 / Numero di materiale: 12111930 /
Vecchio numero di materiale: 11997255EU1



- Purezza igienica e freschezza di lunga durata
- Conserva la traspirabilità dei tessuti
- Neutralizza gli odori sgradevoli
- Cura le fibre per capi che durano a lungo e rimangono in forma
- Flaconi di plastica riciclata al 100 %, a tutela dell'ambiente
- Flacone riciclabile. Provato e confermato esternamente