

CoffeeCare Set

Kit di pulizia e manutenzione per macchine da caffè automatiche Miele per tutte le CM e CVA Miele.

Numero EAN: 4002516597889 / Numero di materiale: 12122920 /
Vecchio numero di materiale: 29997256EU1



- Tutti i detersivi necessari a prezzo vantaggioso
- 6 pastiglie per la decalcificazione, 10 pastiglie detergenti
- 30 prodotti pulizia condotto latte, 1 straccio microfibra Miele
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale