

KWT 4999 F

Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.



- Un perfetto rito del vino per i vostri vini preferiti grazie a SommerlierSet
- #FlexiFrame#CO_15870992 per conservare bottiglie di qualsiasi forma e dimensione
- #Zone temperatura#CO_15870993 separate per temperatura e conservazione ideali
- Regolazione ottimale dell'umidità grazie a ActiveHumidity
- Ottima protezione del vino, grazie al vetro isolato resistente agli UV
- La chiusura sportello integrata protegge i vostri vini migliori

Numero EAN: 4002516612421 / Numero di materiale: 12156870 / Vecchio numero di materiale: 39499962EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	BlackSteel
Colore frontale	Nero ossidiana vetro
Illuminazione enoteca	LED dimmerabile in continuo
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	SideOpen
Sistema Silence	•
Numero di griglie in legno	9
Materiale delle griglie in legno	Faggio
Numero griglie FlexiFrame	9
SelfClose FlexiFrame	•
Set sommelier	•
NoteBoard	Si
Espositore di bottiglie	•
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	3
Limite temperatura min. impostabile in °C	5
Limite temperatura max. impostabile in °C	20
Modalità Sabbat	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Parete posteriore asciutta	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	F
Consumo energetico annuo in kWh	144,18
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,39
Sicurezza	
Serratura sportello	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	697
Altezza apparecchio in mm	2013
Profondità apparecchio in mm	764
Peso in kg	150,8
Classe climatica	SN-ST
Enoteca in l	562

KWT 4999 F

Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero
con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.




Numero EAN: 4002516612421 / Numero di materiale: 12156870 /
Vecchio numero di materiale: 39499962EU1


Volume utile complessivo in l	562
Posto per numero di bottiglie bordolesi da 0,75 l	146 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	35
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•
Gessetto bianco	•

KWT 4999 F


Enoteca per messa a temperatura a posizionamento libero
con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)