

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso

con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- Perfetto per bottiglie di vino grandi grazie a FlexiFrame Plus
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro

Numero EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 /
Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

Promozione anniversario	
Modelli per l'anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Modello	
Apparecchio da incasso	•
Apparecchio da incasso integrato	•
Inceneritura sportello	in basso
Design	
Colore frontale	Nero ossidiana opaco
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Accessori necessari acquistabili successivamente	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Ausilio apertura sportello	Push2open
Push2open	•
Numero di griglie	3
Materiale delle griglie	Faggio
Numero griglie FlexiFrame	2
Numero di griglie in legno FlexiFrame Plus	2
NoteBoard	Si
Comandi	
Tipo di comandi	TouchControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	1
Limite temperatura min. impostabile in °C	5
Limite temperatura max. impostabile in °C	20
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo energetico annuo in kWh	115,71
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,31
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min. in mm	450
Altezza nicchia max. in mm	452
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	455
Profondità apparecchio in mm	559
Peso in kg	36,0

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso


con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




Numero EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 /
Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	47
Enoteca in l	47
Volume utile complessivo in l	46
Posto per numero di bottiglie bordolesi da 0,75 l	18 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB(A) re1pW	32
Corrente assorbita in milliampere (mA)	500
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•


KWT 7112 iG 125 Gala Ed
 Enoteca da incasso
 con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)