

Set 5 UltraPhase Sensitive
UltraPhase 1 e 2 Sensitive di Miele
nel kit con due IntenseClean per l'igiene e la pulizia della tua lavatrice.

Numero EAN: 4002516708339 / Numero di materiale: 12344250 /
Vecchio numero di materiale: 11997279EU1



- Consistente in 3 UltraPhase 1, 2
UltraPhase 2, 2 IntenseClean
- Senza profumi e coloranti
- Per tutte le lavatrici Miele W1 con
TwinDos
- IntenseClean elimina grassi, batteri
e gli odori prodotti
- Il miglior trattamento per
un'affidabilità pluriennale