

## GN HyClean Pure

### Sacchetto polvere HyClean Pure GN

con la migliore resa di filtraggio del 99,99 % tramite Miele AirClean-System.

Numero EAN: 4002516769781 / Numero di materiale: 12421130 /  
Vecchio numero di materiale: 41996720INT



- Lunga durata di utilizzo grazie a deflettore flusso e apertura 3D
- 80 % di materiale riciclato: il sacchetto più ecologico nella storia di Miele
- Chiusura automatica del sacchetto per una sostituzione pulita
- Massima efficacia di aspirazione a basso consumo energetico
- Contiene: 4 sacch. polv., 1 f. protez. mot. e 1 f. aria in usc.
- anche per Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2