

DKF 40-R

Filtro antiodore rigenerabile Longlife AirClean  
per cappe a ricircolo Miele DAC 2x4x e DAC 4x40.



Numero EAN: 4002516808947 / Numero di materiale: 12500160 /  
Vecchio numero di materiale: 28996470EU1

- Aria percettibilmente fresca e inodore in tutta la cucina
- Con carboni attivi – neutralizza efficacemente odori sgradevoli
- Si rigenera con facilità nel forno ogni sei mesi
- 3 anni di durata
- Bassa resistenza al flusso grazie alla particolare forma