

KFFD 6741

Frigo-congelatori a posizionamento libero FrenchDoor

DailyFresh | Longlife AirClean System | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool




Numero EAN: 4002516803744 / Numero di materiale: 12595450 /
Vecchio numero di materiale: 38674100EU1

- Un cassetto spazioso con umidità regolabile: DailyFresh
- Alimenti freschi senza odori sgradevoli – Longlife AirClean System
- Uso flessibile dello spazio contenitivo – Freeze&Cool
- Niente più brina sugli alimenti: non serve sbrinare con NoFrost
- Distribuzione uniforme della temperatura nell'apparecchio: DynaCool


KFFD 6741

Frigo-congelatori a posizionamento libero FrenchDoor


DailyFresh I Longlife AirClean System I Freeze&Cool I NoFrost I DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6741 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation (*footnote)