

BowlTop1

Coperchio per placca di cottura/conservazione con maniglia.

compatibile con FlexTop1, OrgManager e PrepManager per cottura/conservazione.

Numero EAN: 4002516909705 / Numero di materiale: 12848380 /
Vecchio numero di materiale: 33996031INT1



- Ideale per conservare, tenere in caldo o cuocere
- 100 % acciaio inossidabile, ideale per il lavaggio in lavastoviglie
- Copre in modo affidabile FlexTop1, OrgManager e PrepManager