

## PrepManager

Set di placche di cottura/conservazione per cassette S

crea spazio per conservare ingredienti come verdura o piante aromatiche.

Numero EAN: 4002516967347 / Numero di materiale: 12937800 /  
Vecchio numero di materiale: 33996065INT1



- Pratico set di quattro vassoi di cottura/conservazione e una staffa di fissaggio
- Profondo 65 mm, perfetto per conservare gli ingredienti
- Vassoi di cottura/conservazione, 100 % acciaio inossidabile, per lavastoviglie
- Il set si inserisce perfettamente in qualsiasi cassetto a S
- I vassoi di cottura/conservazione si rimuovono per la massima flessibilità
- La staffa di fissaggio inclusa nel set mantiene i vassoi fermi e in sicurezza