

OrgManager

Set di placche di cottura/conservazione per cassette S
crea spazio per conservare posate e piccoli accessori.

Numero EAN: 4002516966586 / Numero di materiale: 12937810 /
Vecchio numero di materiale: 33996066INT1



- Pratico set di quattro vassoi di cottura/conservazione e una staffa di fissaggio
- Con una profondità di 40 mm per conservare alla perfezione gli accessori piccoli
- Vassoi di cottura/conservazione, 100 % acciaio inossidabile, per lavastoviglie
- Il set si inserisce perfettamente in qualsiasi cassetto a S
- I vassoi di cottura/conservazione si rimuovono per la massima flessibilità
- La staffa di fissaggio inclusa nel set mantiene i vassoi fermi e in sicurezza