

tubo scarico 2,25M

Tubo di scarico

per prolungare il tubo di scarico di lavastoviglie e lavatrici

Codice EAN: 4002515057797 / Numero di materiale: 01545806 /  
Vecchio numero di materiale:



- Tubo in materiale flessibile
- Lunghezza 2,25 m, diametro interno 22 mm
- È inoltre necessario un tubo di raccordo dritto n. mat. 0164212
- o un tubo angolare n. mat. 0078149
- così come una fascetta per tubo n. mat. 01627501 (ordinarne 2 pz)
- non per W1
- Solo come prolunga del tubo di scarico