

E 130
 Inserto
 per disporre in modo ottimale 10 vassoi.



- Con 11 supporti, altezza 170 mm., distanza circa 35 mm
- Utilizzabile nel cesto inferiore

Codice EAN: 4002511129375 / Numero di materiale: 02648950 /
 Vecchio numero di materiale: 69513001D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchina per il lavaggio piccola, settore dentale	•
Termodisinfettori di grandi dimensioni, settore dentale	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Inserto per tray/vassoi	•
Campo di applicazione	
Trattamento di tray/vassoi	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	35
Altezza asticelle in mm	170
Capacità	
Tray/vassoi [numero]	10
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	180
Misura esterna, larghezza netta in mm	180
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Misura esterna, larghezza lorda in mm	210
Misura esterna, profondità lorda in mm	470
Peso netto in kg	0,77
Peso lordo in kg	0,90