

Codice EAN: 4002511129375 / Numero di materiale: 02648950 /

Vecchio numero di materiale: 69513001D

E 130 Inserto per disporre in modo ottimale 10 vassoi.



- Con 11 supporti, altezza 170 mm., distanza circa 35 mm
- Utilizzabile nel cesto inferiore

Vocalità Harriora di Matanaia, ada 1000 12	
Classe appart. prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medici	na •
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria prodotto	
Inserto per tray/vassoi	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	35
Altezza asticelle in mm	170
Campo di applicazione	
Trattamento di tray/vassoi	•
Capacità	
Tray/vassoi [numero]	10
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	180
Misura esterna, larghezza netta in mm	180
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	210
Milodia Octoria, artozza iorda iri iriiri	
Misura esterna, larghezza lorda in mm	210
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210 470
Misura esterna, larghezza lorda in mm	