


E 328

Astina inserim.

per il supporto ottimale di strumenti verticali.



- L'inserto può accogliere gli strumenti in posizione verticale

Codice EAN: 4002511117051 / Numero di materiale: 02795940 /
Vecchio numero di materiale: 69732801D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	15
Misura esterna, larghezza netta in mm	34
Misura esterna, profondità netta in mm	145
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,06
Peso lordo in kg	0,07