

E 378  
 Inserto  
 per il supporto di vari strumenti.



- Rete metall. 0,8 mm, largh. maglie 1,7 mm, telaio perim. 5 mm
- Con 2 maniglie
- Utilizzabile nel cesto inferiore

Codice EAN: 4002511116443 / Numero di materiale: 03203530 /  
 Vecchio numero di materiale: 69537801D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti anestetici	•
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	110
Misura esterna, larghezza netta in mm	460
Misura esterna, profondità netta in mm	460
Misura esterna, altezza lorda in mm	165
Misura esterna, larghezza lorda in mm	535
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	1,78
Peso lordo in kg	2,25