

E 146

Inserto

per il supporto ottimale di vari strumenti.



- Larghezza maglie fondo 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 8 mm
- Con 2 maniglie ribaltabili
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002511116009 / Numero di materiale: 03346680 /  
Vecchio numero di materiale: 69514601D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Cestino	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	55
Misura esterna, larghezza netta in mm	150
Misura esterna, profondità netta in mm	225
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	165
Misura esterna, profondità lorda in mm	245
Peso netto in kg	0,61
Peso lordo in kg	0,70