

SD-B
Ugello iniettore
per butiometri.



- Per carrelli iniettori
- Compresi filetti, 4 x 140 mm*

* Compreso filetto, diametro 4 x 140 mm, più ugello saldato e appiattito, 1,5 x 100 mm.

Codice EAN: 4002511116955 / Numero di materiale: 03583540 /
Vecchio numero di materiale: 69708001D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	240
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Diametro in mm	4
Peso netto in kg	0,01
Peso lordo in kg	0,02