


O 176

Cesto superiore
per disporre strumenti MIC, di artroscopia e urologia.



- Dotato di 14 ugelli iniettori/imbuti
- Inserti a sinistra, strumenti cavi a destra (fino a 500 mm)
- L'altezza di carico a sinistra è 360 +/- 20 mm
- Dosaggio in polvere non possibile
- Senza braccio irroratore, con allacciamento per asciug.aria calda

Codice EAN: 4002511114890 / Numero di materiale: 03807420 /
Vecchio numero di materiale: 69117601D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Capacità	
Strumenti a corpo cavo [numero]	10
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	409
Misura esterna, larghezza netta in mm	475
Misura esterna, profondità netta in mm	531
Misura esterna, altezza lorda in mm	545
Misura esterna, larghezza lorda in mm	400
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	4,80
Peso lordo in kg	6,50
Confezione	
E 442 Boccola di lavaggio, Ø 11 mm, lunghezza 121 mm, con cappuccio Ø 6 mm [numero]	2
E 448 Tubo in silicone con adattatore Luer-Lock femmina [numero]	2
E 452 Ugello iniettore 2,5 x 60 mm [numero]	1
E 453 Ugello iniettore 4 x 110 mm con graffa di fissaggio [numero]	1
E 454 Ugello iniettore per cannule trocar 10–15 mm [numero]	1
Ugello nebulizzatore Ø 2,5 mm [numero]	2
Ugello nebulizzatore Ø 4 mm [numero]	4
Imbuto [numero]	4