


O 183

Cesto superiore
per disporre strumenti MIC, di artroscopia e urologia.



- Lato sinistro: 10 ugelli iniettori o spazio libero per inserti
- Lato destro: 14 iniettori/imbuto per strumenti cavi
- Altezza di carico 285 +/- 30mm; strumenti cavi 370 +/- 30 mm
- Dosaggio in polvere non possibile

Codice EAN: 4002511114920 / Numero di materiale: 03807470 /
Vecchio numero di materiale: 69118301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Cesto iniettore	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Capacità	
Strumenti a corpo cavo [numero]	14
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	270
Misura esterna, larghezza netta in mm	475
Misura esterna, profondità netta in mm	530
Misura esterna, altezza lorda in mm	410
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	555
Peso netto in kg	4,00
Peso lordo in kg	4,80