

E 106/2

Inserto

per il supporto ottimale di vetreria dal collo largo, cilindri graduati ecc.



- Con 13 ganci a molla grandi di altezza 175 mm
- La distanza tra i ganci a molla è di circa 85 mm

Codice EAN: 4002511115699 / Numero di materiale: 03808330 /
Vecchio numero di materiale: 69510603D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Inserto/modulo per vetreria a collo largo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	420
Misura esterna, larghezza netta in mm	180
Misura esterna, profondità netta in mm	186
Misura esterna, altezza lorda in mm	430
Misura esterna, larghezza lorda in mm	200
Misura esterna, profondità lorda in mm	200
Peso netto in kg	0,69
Peso lordo in kg	0,75