


E 109

Inserto

per il supporto ottimale di becher fino a 250 ml.



- Per 21 becher fino a 250 ml
- con 21 x 3 aste di sostegno
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore

Codice EAN: 4002511115729 / Numero di materiale: 03808360 /
Vecchio numero di materiale: 69510901D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per becher	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Acciaio inox, Bianco
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Per becher [numero]	21
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	155
Misura esterna, larghezza netta in mm	230
Misura esterna, profondità netta in mm	460
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	490
Peso netto in kg	1,21
Peso lordo in kg	1,54